

Foliodress®

Munskydd

Foliodress Comfort munskydd ger individuell komfort och god passform. Munskydden har hög filtrationseffektivitet av bakterier och ger minimalt andningsmotstånd genom luktfritt non-woven material. Det stora urvalet gör det enkelt att välja ett kirurgiskt munskydd med största möjliga säkerhet för användare och patient.



Fördelar:

Bra passform
Minimalt andningsmotstånd
Luktfria
Brett sortiment

Material munskydd

Polypropylen non-woven
Aluminium (näsklämma)



Perfect

Standard munskydd för normal hud.



Senso

Munskydd för personer med känslig hud.



Special

Extra brett munskydd med vadderad näsklämma.



Anti-fogging

Specialband som hindrar imma på glasögonen.



Anti-splash

Stänksäkert munskydd, Typ IIR.



Loop

Elastiska band fäster munskyddet bakom öronen. Typ IIR.



Loop

Elastiska band fäster munskyddet bakom öronen. Typ II.

Sortiment	Modell		Art.nr.	AFP	TFP
Foliodress® Comfort munskydd	Perfect	Typ II	992 143	50 st	6 AFP
	Senso	Typ II	992 138	50 st	6 AFP
	Special	Typ II	992 142	50 st	6 AFP
	Anti-fogging	Typ II	992 530	50 st	6 AFP
Foliodress munskydd Gemtier	Anti-splash	Typ IIR	992 528	40 st	6 AFP
	Loop	Typ IIR	60000021	50 st	40 AFP
Foliodress munskydd Jianerkang	Loop	Typ II	60000022	50 st	40 AFP