

# Peha-soft® nitrile white

Puderfri undersökningshandske av nitril

Undersökningshandske av nitril med utmärkt passform och hög taktil känsla.



## Fördelar:

Ekonomisk  
Hög användarkomfort  
Hög elasticitet och slitstyrka  
Livsmedelsgodkänd

## Produktbeskrivning

Material	Syntetiskt nitrilgummi
Färg	Vit
Krage	Rundad kant
Utsida	Microtexturerade fingertoppar
Inside	Klorerad
Tjocklek finger	0,09 mm
Tjocklek handflata	0,07 mm
Tjocklek krage	0,05 mm
AQL	1,0
PPE	CE-märkt enligt EU direktiv 89/686/EEC för PPE Klass III
CE-märkning	CE-märkt enligt EU direktiv 93/42/EEC, medicinteknisk produkt klass I
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 388, EN 374 1-2, EN 16523-1



HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
F. 0371-58 74 45  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Sortiment	Storlek	Art.nr.	AFP	TFP
Peha-soft® nitrile white	XS	942 205	200 st	10 AFP
	S	942 206	200 st	10 AFP
	M	942 207	200 st	10 AFP
	L	942 208	200 st	10 AFP
	XL	942 209	180 st	10 AFP